



PANSEMENT CHIRURGICAL AUTO-ADHÉSIF ET ABSORBANT

Mepore est un pansement auto-adhésif, absorbant et perméable à l'air, conçu spécialement pour les plaies chirurgicales. Son adhésif de polyacrylate aqueux, sans solvant, respecte la peau et assure une fixation solide et délicate à la fois. Mepore est doux, souple, imperméable et transparent aux rayons X.

Feuillet protecteur à repli facilitant l'application

Polyester non-tissé hydrolié, au pouvoir imper-respirant élevé, doux et confortable



Adhésif polyacrylique aqueux, sans solvant, assurant une fixation efficace qui respecte la peau

Coussinet absorbant doublé d'une couche de contact hypoadhérente qui améliore le confort et permet le port prolongé

Mode d'action de Mepore

Le polyester non-tissé est perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Très souple, il épouse bien les formes du corps. Il n'absorbe pas les liquides et forme une barrière hydrofuge contre le sang et autres épanchements. L'adhésif polyacrylique est à la fois solide et doux pour la peau. Le coussinet de contact offre le niveau d'absorption idéal pour les plaies chirurgicales suturées. Il est doublé d'une couche

hypoadhérente. Mepore est transparent aux rayons X. On peut le laisser en place pendant la radiographie.

Indications

Mepore s'emploie sur des plaies faiblement ou moyennement exsudatives : incisions, plaies suturées, points de ponction de laparoscopie et d'arthroscopie, écorchures, plaies traumatiques et points d'insertion de canules.

Application de Mepore



1. Retirer la partie externe du feuillet anti-adhérent.



2. Poser délicatement sur la peau à une extrémité de l'incision. NE PAS ÉTIRER.



3. Retirer l'autre moitié du feuillet et lisser la bordure adhésive sur la peau.

Fréquence des pansements

Renouveler le pansement Mepore selon l'état de la plaie et le protocole prescrit. Pour enlever le pansement, décoller le bord supérieur et tirer lentement dans le sens des poils.

Précautions

Ne pas étirer Mepore en l'appliquant, car cela risque de causer un cisaillement de la peau. Cette précaution s'impose surtout pour le pansement des articulations.

Avantages de Mepore

- Adhésif aqueux respectant la peau.
- Le coussinet absorbant, hypoadhérent, garde la plaie propre, diminue le risque de contamination et d'adhérence à la plaie, et réduit la fréquence des pansements.
- Couche externe flexible et imperméable.
- Perméable à l'air, prévient la macération, améliore le confort.
- Coins arrondis pour une fixation solide (jusqu'à 9 x 15 cm)

Mepore



Sélection Mepore

N° réf.	Taille cm	Qté/boîte	Qté/caisse
670800	6 x 7	60	480
670900	9 x 10	50	400
671000	9 x 15	50	400
671100	9 x 20	30	180
671200	9 x 25	30	180
671300	9 x 30	30	270

Mepore® se présente en sachets unitaires stériles.

Sélection Mepore Non-Stérile

N° réf.	Taille cm	Qté/boîte	Qté/caisse
331900	4 cm x 5 m	1	24
332000	7 cm x 5 m	1	18

Mepore® non stérile est offert en rouleaux de 5 mètres.